


Insul-Tray

Small and Sturdy Insulin Bottle Holder

Instructions



- The Insul-Tray holds the insulin bottles so your hands are free to withdraw insulin. Place the insulin bottle in the tray and be sure to push it firmly down. Now you can turn the Insul-Tray upside down to make the process of withdrawing insulin easier.
- Die Insul-Tray-Tablett hält die Insulinfläschchen, sodaß Sie Ihre Hände frei haben, um das Insulin mit der Spritze aufzuziehen. Das Insulinfläschchen auf das Tablett stellen und fest nach unten drücken. Nun können Sie das Insul-Tray-Tablett umdrehen, was das Entnehmen des Insulins vereinfacht.
- L'Insul-Tray è un portaflaconi di insulina che lascia libere le mani per il dosaggio dell'insulina. Sistemare il flacone di insulina sul vassoio e spingere con forza per bloccarlo. A questo punto è possibile capovolgere l'Insul-Tray per rendere più semplice il processo di dosaggio dell'insulina.

- Le Insul-Tray porte les les bouteilles d'insuline pour que vos mains soient libres pour aspirer l'insuline. Placer la bouteille d'insuline sur le plateau et prendre soin de l'introduire fermement en place. On peut alors retourner le plateau tête en bas, ce qui facilite la procédure d'aspiration de l'insuline.
- O Insul-Tray segura os frascos de insulina por forma a que as suas mãos fiquem livres para recolher insulina. Coloque o frasco de insulina no tabuleiro e puxe o frasco firmamente para baixo. Agora poderá virar o Insul-Tray ao contrário para tornar mais fácil o processo recolha de insulina.
- La bandeja Insul-Tray sostiene las botellas de insulina, dejando las manos del usuario libres para extraer la insulina. Coloque la botella de insulina en la bandeja y asegúrese de empujarla hasta que encaje firmemente. Ahora puede voltear la bandeja Insul-Tray al revés para facilitar le tarea de extraer la insulina.

